

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# SÖHNGEN Kisikov aparat

S1-0108018



# SÖHNGEN<sup>®</sup>

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Predstavlja ključni del vsakega kompleta prve pomoči urgentnih reševalnih enot, bolnišnic, ambulant, zobozdravstvenih ordinacij, poliklinik.

Sestavljen iz 1 ali 2 litrske kisikove bombe, nastavljivega tlačnega regulatorja, obrazne maske s kisikovim rezervoarjem in povezovalno cevjo. Napravo lahko enostavno povežeta z balonom za oživljanje.

Vzdržljiva najlonska torba, dimenzij 430 x 320 x 180 mm, oranžne barve, ojačanimi robovi in dnom, močnimi ročaji, nosilnimi naramnimi pasovi in zapiranjem z zadrگو.

### **Kisikova jeklenka**

Jeklen cilinder, napolnjen z medicinskim kisikom, proizveden v EU, s peskanimi notranjimi stenami za preprečevanje korozije.

Ventil 19.8 na manjšem cilindru, oziroma 28.8 na večjem cilindru, DIN 477 s DIN navojem R3/4". Testni tlak 300bar, tlak polnjenja 200bar.

SÖNGEN kisikove jeklenke so bile testirane s strani inšpekcijske ustanove TÜV DE. Certifikat TÜV je natisnjen na nalepki na jeklenki. Na levi strani nalepke je naveden datum pregleda jeklenke, kateremu na desni strani nalepke sledi podatek o naslednjem zahtevanem pregledu.

Varnostni napotki:

- Zagotovite varno namestitev kisikove jeklenke.
- Preprečite stik jeklenke z olji in mazivi – nevarnost eksplozije!
- Izogibajte se čiščenju s sredstvi, ki vsebujejo olja, in dotikanja z mastnimi prsti!
- Pri uporabi ne nosite oblačil, prepojenimi z olji ali mazivi – obstaja nevarnost samo-eksplozije!
- Jeklenke ne segrevajte nad 50°C (ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi) saj lahko povzroči povišanje tlaka v jeklenki.
- Uporaba odprtega ognja in kajenje strogo prepovedano!
- Ne praznite kisikove jeklenke v zaprtem prostoru!
- Nikoli ne izpraznite kisikove jeklenke do konca. Jeklenko je potrebno poslati na polnjenje z vsebnostjo ne manj kot 5 bar tlaka.





Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**