

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

ADE M107600

Elektronska tehtnica za tehtanje dojenčkov

AD-M107600



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Kazalo

Čiščenje in vzdrževanje.....	2
Postavitev in zagon tehnice.....	2
Tehtanje.....	2
Čiščenje in vzdrževanje.....	3
Tehnični podatki.....	4
Servis Mikro + polo.....	5

Čiščenje in vzdrževanje

Tipka 1	TARE	- tare funkcija
Tipka 2	UNIT	- sprememba enote tehtanja (kg/lb/st)
Tipka 3	ON/OFF	- vklop in izklop (kg/lb/st)

Postavitev in zagon tehtnice

Tehtnico uporabljajte le na trdni in ravni podlagi.
Za tehtanje dojenčka uporabljajte prejeti pladenj za tehtanje.
Otroci se lahko tehtajo na ploščadi.

Vstavite baterije:

Odprite predal za baterije, ki se nahaja na spodnjem delu tehtnice in vstavite 2 Litijevi bateriji z dolgo življenjsko dobo (CR2032), ki sta priloženi. Posebej pozorni bodite na označen +/- pol.

Pravilno zaprite predal in se prepričajte, da je dobro zavarovan.

Odstranite izrabljene baterije in jih vrzite med posebne odpadke. Ne smemo jih mešati z gospodinjskimi odpadki.

Namestitev pladnja na tehtnico

Preprosto potisnite pladenj čez tehtalno ploščad in poskrbite, da sta oba dela trdno povezana. Tehtnico postavite na ravno površino.

Pozor:

NE dvigujte tehtnice samo za pladenj. Vedno jo oprimate skupaj z bazo tehtnice.

Tehtanje

1. Če je potrebno, namestite pregrinjalo (npr. papir ali tkanino) na pladenj **PRED** vklopom. Tako bo tehtnica našla točko nič, vključno s težo pregrinjala.
2. Pritisnite ON / OFF tipko in počakajte, da se na zaslonu prikaže '0 0,00 (0.0) po samodejni funkciji testiranja.
3. Položite dojenčka na pladenj, oz. povabite otroka, da stopi na ploščad.
4. Tehtnica bo samodejno prikazala težo otroka / dojenčka in to vrednost »zadržala« /»**Hold**«, dokler vi bodisi ne izklopate tehtnice ročno, ali počakajte, da se samodejno izklopi po 30 sekundah. Rezultat teže bo ostal v spominu in ga je mogoče priklicati ob ponovnem vklopu tehtnice.

Funkcija spomina

- Z uporabo funkcije spomina lahko prikličete zadnjo sprejeto vrednost.
- S pritiskom na ON / OFF tipko prikličemo zadnjo sprejeto vrednost.
- Na zaslonu se izpiše **M**.
- Položite otroka na pladenj in preberite razliko teže med obema tehtanjema. Funkcija je še posebej koristna za spremljanje pridobivanja teže po ali med dojenjem.
- V spomin shranjen podatek teže lahko izbrišete, če tipko TARE držite približno 3 sekunde.

Spreminjanje enote

Izberite tehtalno enoto (kg, lb ali st), s pritiskom na tipko UNIT.

Tara funkcija

Z uporabo funkcije tara je možno odšteti vse nezaželene vrednosti (npr. plenice, tkanine itd).

1. Vključite tehtnico in počakajte, da se na zaslonu izpiše ,0.0' (0.0).
2. Postavite plenico ali kateri koli kos otrokovega oblačila na pladenj.
3. Pritisnite tipko TARE. Na zaslonu se povrne izpis ,0.0' (0.0).
4. Odstranite predmete s pladnja in na zaslonu bo prikazana negativna vrednost.
5. na tehtnico položite otroka IN prej odštete stvari.
6. Tehtnica prikaže samo težo otroka.
7. V primeru, da je potrebno od skupne mase odšteti nad 5 kg, se zmogljivost tehtnice zmanjša na 15 kg, oziroma na katero koli vrednost: 20 kg minus tare breme.

Opozorilni signali:

- Če se na zaslonu izpiše `Err` pomeni, da je tehtnica preobremenjena (max. kapaciteta 20 kg). Preobremenitev tehtnice lahko povzroči hude okvare senzorjev.
- Če se na zaslonu izpiše `LO` pomeni, da so baterije prazne in jih je potrebno zamenjati z novimi.
- Če se na zaslonu izpiše `out 2`, pomeni okvara senzorja, ki je nastala zaradi preobremenitve ali nenadne obremenitve tehtnice z veliko več kot 20 kg (max. zmogljivosti). V tem primeru ne velja garancija.

Čiščenje in vzdrževanje

Varnost

- Vaša ADE tehtnica je precizen instrument. Ravnajte z njo skrbno.
- Preprečite nastanek močnih pritiskov, skakanja ali padanja predmetov na tehtnico.
- Tehtnico uporabljate vedno na ravni in varni podlagi in v skladu s pravili in nasveti teh navodil za uporabo.
- Uporaba tehtnice mora biti vedno pod nadzorom odrasle osebe.
- Če ni v uporabi, shranjujte tehtnico izven dosega otrok.
- Ta izdelek ni igrača in je zato ne sme obravnavati tako.
- Preprečite polivanje ali kapljanje kakršnihkoli tekočin na tehtnico.

Čiščenje

- Za čiščenje uporabite le vlažno krpo ali običajne dezinfekcijske produkte. NE UPORABLJAJTE agresivnih čistil.
- Preprečite, da bi v tehtnico prodrla voda ali čistilna tekočina. To lahko povzroči hudo škodo na elektronskem delu ali okvaro tehtnice.

Shranjevanje in transport

Ohranite vse originalne dele in delce za morebitno vračilo tehtnice, z namenom preprečevanja nastanka kakršnih koli poškodb med transportom, kar lahko avtomatično vodi k izgubi garancije.

Garancija – zavezanost

ADE bo popravil ali zamenjal produkt znotraj garancijskega obdobja 1 leta od dneva prodaje oz. dobave aparata, in sicer na osnovi nastale prijave napake, navezujoče se na slab material ali delovanje (ob predložitvi računa). Vsi nadomestni deli – baterije, kable, osnovne enote, zamenljive baterije itd. – so iz garancije izvzeti. Garancija ne pokriva napak, ki so posledica naravnih nesreč, poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe ali neprimerne vzdrževanja in skladiščenja. Stroške transporta krije naročnik. V primeru poškodbe med transportom, se priznava garancija le, če je za transport bila uporabljena originalna embalaža in oprema zavarovana na enak način kot ob dostavi novega aparata. Zatorej je potrebno originalno embalažo shraniti.

Garancija ne bo priznana, če bo aparat odpirala nepooblaščen oseba.

CE izjava o skladnosti

Potrdujemo, da ta izdelek izpolnjuje osnovne varnostne zahteve, določene v »Directive of the Council«, ki se uporablja za uskladitev s pravnim redom člana države v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (89/336/EGS).

Tehnični podatki

Odstranljiv pladenj za otroka

Pladenj za dojenčka:	525 x 90 x 275 mm
Velik LCD zaslon:	31 mm
Max. kapaciteta:	20 kg
Graduacija:	10 g
Enote na voljo:	kg, lb, st

Memory-& Tara funkcija

Napajanje:	2 x Litijeve baterije CR2032
Dimenzije:	525 x 143 x 290 mm
Teža:	pribl. 2,4 kg

Servis Mikro + polo

Mikro+Polo Servis



Rešujemo težave.

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**