

# CIMA - ALTITUDE ROLLGLISS PRELAGALNE BLAZINE

CI-SAA70110



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta

<b>Tehnične lastnosti</b>	<b>PRELAGALNE BLAZINE ROLLGLISS</b>	3 modeli	<b>CE</b>
---------------------------	-------------------------------------	----------	-----------

#### MODELI

• ROLLGLISS <b>TOGA</b>	178 x 53 cm	réf. CI-AA70100
• ROLLGLISS <b>ZLOŽLJIVA</b>	178 x 53 cm	réf. CI-AA70110
• ROLLGLISS <b>MINI</b>	90 x 53 cm	réf. CI-AA70120

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

• notranja plošča board th. 6 mm	laminirana Oukoumé-marin plošča
• notranje podajanje	samoraztezna pena
• zunanje podajanje	poliester/PVC
• zunanje pregrinjalo temno modro	najlon 100 % vodoodporno
• varjenje	visokofrekvenčno
• RTG-transparentnost	popolna

#### VZDRŽEVANJE

	PRANJE	SUŠENJE	DEZINFEKCIJA
plošča	mlačna voda+ nevtravno milo		Alkohol 90% + 2% eter oz. Chlorexide S –tekoča raztopina s klorheksidinom in cetrimidom
pregrinjalo	90 °	60 ° maks.	Alkohol 90% + 2% eter oz. Chlorexide S –tekoča raztopina s klorheksidinom in cetrimidom

#### OPRAVLJENI TESTI(opravljeni na notranjem, belem delu plošče)

• material tkanine	DIN ISO 2076
• žica – 550 DTEX	EN ISO 2060
• natezna trdnost 2500/2400 N/50 mm	DIN 53354
• strižna trdnost 300 / 250 N	DIN 53363
• temperaturna odpornost 20°/+70 ° C	DIN 53361
• opačnost > 6	DIN 54004

**Mikro+Polo Servis**

**Rešujemo težave.**



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### **DEJAVNOSTI SERVISIA:**

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

**Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!**

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**