

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

ROTH SEKUROKA izpiralka za oči

RO-Y829.1



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Kazalo

Prva pomoč pri poškodbah oči.....	2
Nezgodaradi tujka.....	2
Uporaba sterilne tekočine NaCl 0,9 %.....	2
Servis Mikro + polo.....	3

Prva pomoč pri poškodbah oči

Vid je eden naših najpomembnejših čutil. Zato je toliko bolj pomembno, da je v primeru poškodbe omogočen čim hitrejši dostop do izpiralke oči. S tem lahko zmanjšamo možnost tveganja izgube vida.

Nezgoda zaradi tujka

Pri poškodbah z kovinskimi ali lesnimi drobci, prahom in umazanijo, lahko s hitrim posredovanjem izpiralne raztopine preprečimo, da bi se tujek v očesu ugnezdil in tako povzročil težje poškodbe očesa. Sterilna NaCl raztopina je po svoji sestavi najbližja vsebnosti soli očesne sluznice. Vnos klic in bakterij bo zagotovo preprečen. Pri izpiranju z nesterilno raztopino (npr. voda) tega pogosto ne moremo zagotoviti. Priporočljivo izpiranje: cca. 5 minut

Uporaba sterilne tekočine NaCl 0,9 %

1. Zeleno zaporko odvijemo za 180 °.
2. S stiskanjem plastenke izpiramo oko cca. 5 minut.

Obstojnost raztopine:

Pri neodprti embalaži do datuma, odtisnjenega na embalaži.

Servis Mikro + polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**