

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# SÖHNGEN Kisikova torba

S1-0108021



**SÖHNGEN**<sup>®</sup>

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

SÖHNGEN kisikova torba vsebuje 1 ali 2 litrsko kisikovo bombo, prilagodljiv regulator tlaka, obrazno masko z zbiralnikom in kisikovo priklopno cev. SÖHNGEN kisikove aparature lahko enostavno priključimo na torbo oživljanja.

Najlonska torba je trpežna, dimenzije 430 x 320 x 180 mm, oranžne barve, z močnim ročajem, ramenskim pasom, nosilnim jermenom in zapiranjem na zadrgo.

Kisikova torba je idealna za uporabo v kakršni koli reševalni enoti, od reševalnih vozil, bolnic in ambulant, zobozdravstvenih ustanov ali drugih klinik.

Kisikova torba z 1-litrsko bombo  
Kisikova torba z 2-litrsko bombo

01 08 021  
01 08 023



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**